

クイックハイジーンターミナル ※1

Quick Hygiene Terminal

※1 ハイジーンとは健康、衛生などの意味があります。

「あたりまえ」を測ろう

人の健康も企業の成長も、日々のリスク管理から始まります
自身のためではなく、あなたの周りの人のために

箱を開けてすぐに簡単設置可能！


体温測度誤差0.2℃前後の高精度



お客様との触れ合いや近接での
コミュニケーションなどがある場所で

各種サロンからマッサージ、床屋さんなど

お客様への安心と、自らの安心のために



多くの人が集まる場所の入り口で水際対策

幼稚園・塾・学校・イベント会場・公共施設
ホテル・温泉・スポーツ施設・観光スポット

利用者の不安を取り除く一つの方法として



従業員の管理ツールとして

面倒な検温を、一瞬で

出退勤管理※2や福利厚生の一環として


※2 出退勤管理システムは別途追加開発費用がかかります。



カスタマイズ機能

顔認証とID管理で顧客情報を管理
自動ドア等との連携も可能

※カスタマイズには別途費用がかかります



クイックハイジーンターミナル

小売希望価格

¥ 298,000-



実際に使用している動画を
ご覧いただけます。

本システムの顔認証エンジンは、Bravo, Inc.にてライセンス保有をしております。

会社情報



dotBravo, Inc.

651 N BroadSt Suite206
Middletown Delaware USA 19709

日本国内向けウェブサイト

<https://www.dotbravo.jp/qht>

dotBravo, Inc.はデータ処理メカニズムに基づくサービスを提供するアメリカのスタートアップ企業です。評価エンジンと認証エンジンを使ったソリューションを提供しています。Know Thyselfをビジョンとし、不確かな情報をより確かにするためのサービスを提供します。

販売店



株式会社バリューパートナーズ
東京都渋谷区恵比寿3-3-6 滝澤ビル2F
TEL: 0120-938-495
<https://value-partners.co.jp/>

体温検知の仕組み



従来の
検温方法
ピストル型と比較



人同士が向き合う



検温機をおでこに向けて



体温が表示される



測定結果を記録

機能比較



Quick Hygiene Terminal



ピストル型検温機

計測距離	○ 35 - 60cm	△ 5cm - 15cm
安全性	○ 利用者が自ら測定できるため、 測定者のリスクが少ない または、 測定する人材は必要ない (利用者が慣れることで)	△ 測定する際の 濃厚接触のリスクあり
効率性	○ 測定する人が必要ないので 人材コスト削減が可能 測定所要時間：1秒～3秒 体温記録時間：0秒 (データ保存には別途設定が必要です)	△ 測定する人間が必要となるため 人材コストが必要 となる。 測定所用時間：5秒から10秒程度 体温記録時間：10秒。1人当たりの測定記録時間:15秒～20秒
拡張性	○ データ管理機能・顔認証利用者管理 自動ドア等の物理的ゲート連携	△ なし
メリット	○ 設置が簡単・人材コストが削減できる・人材の安全の確保 お客様への安心感を提供可能・個人情報のDB化が容易	△ 機器本体が安価
デメリット	△ コスト	△ 時間がかかりすぎる(めんどくさい)・測定する人材が必要 効率性と安全性が低い及びデータ管理がアナログになってしまう。
最適な利用環境	入場管理 (公共施設、イベント、小売店) 出退勤 (学校、事業所など)	プライベートの利用

なお、本検温機は医療機器ではありません。